

Onderbeenprothese met liner



Bij een beenprothese kan de stomp op verschillende manieren verbonden zijn met een prothese. Eén van de mogelijkheden is door middel van een liner.

De binnen- en buitenkoker zijn geheel op maat gemaakt op basis van een gipsafdruk. In de buitenkoker draagt u de liner, die geheel gemaakt is van siliconen, gel of een ander materiaal. Deze liner vangt schokken op en vermindert daardoor wrijf- en drukpunten in uw koker. De koker en liner zijn met elkaar verbonden door middel van een pin, koordje of vacuümsysteem. Deze folder voorziet u onder meer van informatie over het gebruik en onderhoud van uw prothese.

GEBRUIK

Zorg er allereerst altijd voor dat de binnenkant van de liner schoon en droog is. Ook is het van belang dat de liner vrij is van vreemde voorwerpen die huidirritatie kunnen veroorzaken. Rol de liner voor het aantrekken helemaal terug. Tot slot trekt u het elastische kniemanchet over uw prothese en dijbeen. Als u een liner met een pin draagt, let er dan op dat de pin in het verlengde van de stomp staat.

Als dit niet zo is, kan het zijn dat u de prothese niet goed kunt aantrekken. Bij het uittrekken rolt u de liner weer terug. Let er op dat u de liner niet beschadigt met uw vingernagels of door er aan te trekken.

ONDERHOUD

Was uw liner dagelijks na gebruik aan de binnen- en buitenzijde. Doe dit door de liner binnenstebuiten onder lauw stromend water te houden en deze met neutrale zeep te reinigen. Het is belangrijk dat u de liner zorgvuldig afspoelt na het schoonmaken. Doe dit met water aan beide zijden en wrijf de liner vervolgens droog met een stofvrije doek. Na het wassen kunt u de liner meteen dragen; deze hoeft niet eerst te drogen. De liner kan beschadigd worden door krachtige was- en reinigingsmiddelen, wasverzachters en bleekmiddelen.

Breng de liner zo snel mogelijk terug in de normale positie na het schoonmaken. De liner mag niet binnenstebuiten gekeerd blijven of blootgesteld worden aan zonlicht of extreme hitte.

GARANTIE

Voor alle hulpmiddelen die wij leveren gelden garantievoorwaarden die afgesproken zijn met zorgverzekeraars. Deze voorwaarden zijn op verzoek bij onze beide vestigingen ter inzage beschikbaar.

SERVICE

Wij besteden veel zorg aan het vervaardigen van onze voorzieningen. Mocht blijken dat u niet (geheel) tevreden bent over uw prothese of de manier waarop wij u geholpen hebben, neem dan contact op met één van onze vestigingen. Wij zijn een erkend leverancier van medische hulpmiddelen en zijn ISO 9001-gecertificeerd, wat betekent dat we voldoen aan strenge eisen die gesteld worden aan ons kwaliteitsbeleid.



Centrum
Orthopedie
Rotterdam